

フローサイトメトリー用PE/シアニン7 ウサギ抗ヒトCD33モノクローナル抗体 - P20138

商品番号: CM0004511



前書き

フローサイトメトリー用のPE/シアニン7結合ウサギ抗ヒトCD33モノクローナル抗体です。単球/骨髄系細胞上のCD33（Siglec-3、p67）を認識します。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒトCD33 mAb
備考/別名	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	945
GeneID	945
免疫原	ヒトCD33(NP_001763.3)のアミノ酸18～259番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P20138
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	氷袋