


Pe/Cyanine7 標識 ウサギ 抗ヒト CD38 モノクローナル抗体（Fc用） - P28907

商品番号: CM0008346



前書き

フローサイトメトリー用のPE/Cyanine7標識ウサギ抗ヒトCD38モノクローナル抗体。CD38は、カルシウムシグナル伝達とリンパ球遊走に関与する多機能性エクト酵素および受容体です。種反応性：ヒト。SWISS: P28907。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ 抗ヒト CD38 モノクローナル抗体
備考/別名	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	952
GeneID	952
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD38 (P28907) のアミノ酸43-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28907
タンパク質分子量	13kDa/34kDa
輸送	保冷バッグ