

Fc用 PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒトCD42Bモノクローナル抗体 - P07359

商品番号: CM0008377



前書き

ヒトCD42b（血小板糖タンパク質Iba鎖）を標的とするPE/Cyanine7標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト血小板上の天然GP1BAタンパク質を認識し、血小板接着および止血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒトCD42b mAb
備考／別名	BSS、GP1B、VWDP、CD42B、GP1bA、BDPLT1、BDPLT3、DBPLT3、GP1balpha、CD42b-alpha
種	ヒト
Gene ID	2811
免疫原	ヒトCD42b（NP_000164.5）のアミノ酸15～531に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07359
タンパク質重量	72 kDa
輸送	保冷バッグ