

Pe/Cyanine7

ウサギ抗ヒトCd45Rbモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08575-9

商品番号: CM0012415

前書き

ヒトCD45RB（PTPRCのアイソフォーム7）を標的とするPE/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に推奨されます。白血球共通抗原を検出し、ヒトサンプルの免疫表現型解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒトCD45RB mAb
備考／別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5788
遺伝子ID	5788
免疫原	ヒトCD45RB（XP_006711537.1）のアミノ酸26～463に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575-9
タンパク質重量	135kDa
配送	保冷バッグ