


フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト CD5 モノクローナル抗体 - P06127

商品番号: CM0005499



前書き

ヒト CD5 (T1/Leu-1)、汎T細胞およびB1a細胞表面受容体を標的とするPE/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、免疫表現型解析およびT細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト CD5 mAb
備考/別名	T1; LEU1
種	ヒト
GeneID	921
免疫原	ヒト CD5 (NP_055022.2) のアミノ酸 25-371 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06127
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ