

Pe/Cyanine7 ウサギ抗ヒト Cd56/Ncam1

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P13591

商品番号: CM0011076



前書き

ヒト CD56/NCAM1 (SWISS P13591) を標的とする
PE/Cyanine7

結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーにて検証済み。組換え免疫原（アミノ酸 20-413）に由来。神経接着およびウイルス侵入の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト CD56/NCAM1 mAb
備考/別名	CD56; NCAM; MSK39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4684
GeneID	4684
免疫原	ヒト CD56/NCAM1 (NP_851996.2) のアミノ酸 20-413 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13591
タンパク質分子量	95kDa
配送	氷袋