

Fc用Pe/Cyanine7ウサギ抗ヒトCD8Bモノクローナル抗体 - P10966

商品番号: CM0010212

前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD8b（P10966）を標的とするPE/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。免疫応答およびT細胞コレセプター機能の研究に適しています。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7ウサギ抗ヒトCD8b mAb
備考／別名	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
種	ヒト
GeneID（ヒト）	926
GeneID	926
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD8b（NP_004922.1）のアミノ酸22～170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P10966
タンパク質分子量	24kDa
輸送	保冷バッグ