

Pe/Cyanine7 ウサギ抗ヒト CD90/Thy1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P04216

商品番号: CM0004421

前書き

ヒトCD90/Thy1に特異的なPE/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーに最適化されています。免疫表現型解析、幹細胞生物学、神経科学、および細胞シグナリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト CD90/Thy1 mAb
備考/別名	CD90; CDw90
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7070
GeneID	7070
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD90/Thy1 (NP_006279.2) のアミノ酸20-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P04216
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋