

フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト Cr2/Cd21

モノクローナル抗体 - P20023

商品番号: CM0005392



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、PE/Cyanine7 結合ウサギ抗ヒト CR2/CD21

モノクローナル抗体。補体経路およびEBV感染に関与するB細胞共受容体CR2（CD21、C3d受容体）を認識します。ヒト免疫学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト CR2/CD21 mAb
備考/別名	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1380
遺伝子ID	1380
免疫原	ヒト CR2/CD21 (NP_001868.2) のアミノ酸21-971に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P20023
タンパク質分子量	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
配送	アイスバッグ