


PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒトFcεR1α モノクローナル抗体（Fc用） - P12319

商品番号: CM0010229



前書き

ヒトFcεR1α（高親和性IgE受容体）を標的とするPE/Cyanine7標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。アレルギーおよび肥満細胞/好塩基球研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒトFcεR1α mAb
備考/別名	FCεR1A; FcεRI; FCER1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2205
GeneID	2205
免疫原	ヒトFcεR1α (NP_001992.1) のアミノ酸26-205に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P12319
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ