

細胞内フローサイトメトリー用PE/Cyanine7標識 ウサギ抗ヒトIFN- γ モノクローナル抗体 - P01579

商品番号: CM0005730



前書き

ヒトIFN-

γ を標的とするPE/Cyanine7共役ウサギモノクローナル抗体です。細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証済みで、免疫応答研究における活性化T細胞・NK細胞のサイトカイン産生検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒトIFN- γ mAb
備考/別名	IFG; IFI; IMD69
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3458
遺伝子ID	3458
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIFN- γ (NP_000610.2) のアミノ酸24~166番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	フローサイトメトリー (細胞内染色)
交差反応性	ヒト
SWISS	P01579
タンパク質分子量	19kDa
輸送方法	氷袋