

Pe/Cyanine7 ウサギ抗ヒトLilrb4/Cd85K/Ilt3 Mab - Q8Nhj6

商品番号: CM0012662



前書き

ヒトLILRB4（CD85k/ILT3）を標的とするPE/Cyanine7共役ウサギモノクローナル抗体で、重要な抑制性免疫受容体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、免疫寛容、単球制御、がん免疫学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒトLILRB4/CD85k/ILT3 mAb
備考/別名	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	11006
GeneID	11006
免疫原	ヒトLILRB4/CD85k/ILT3（NP_001265355.2）のアミノ酸22～259に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NHJ6
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	氷袋