

フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト PD-L1/Cd274 Mab - Q9Nzq7

商品番号: CM0009410



前書き

ヒト PD-L1/CD274 (Q9NZQ7) を標的とする PE/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に設計されており、免疫チェックポイント経路および腫瘍免疫回避の研究、診断開発に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト PD-L1/CD274 mAb
備考／別名	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
種	ヒト
GeneID	29126
免疫原	組換えタンパク質 ヒト PD-L1/CD274 (Q9NZQ7) のアミノ酸1～290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZQ7
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ