


フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 標識 ウサギ抗ヒト Tim-3/Havcr2 モノクローナル抗体 - Q8Tdq0

商品番号: CM0008561



前書き

ヒト TIM-3/HAVCR2 (CD366) に特異的な

PE/Cyanine7

標識ウサギモノクローナル抗体。この試薬は細胞外ドメインを標的とし、フローサイトメトリー用に検証済みで、がんや慢性感染症における免疫チェックポイント解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 標識 ウサギ抗ヒト TIM-3/HAVCR2 モノクローナル抗体
備考/別名	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84868
免疫原	ヒト TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3) のアミノ酸 22-200 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TDQ0
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ