


Pe/Cyanine7 標識 ウサギ 抗ヒト Tnf-A

モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P01375

商品番号: CM0005069



前書き

PE/Cyanine7 標識のウサギ由来抗ヒト TNF- α （カヘクチン、TNFSF2）モノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用に設計。ヒト TNF- α を特異的に認識。炎症、自己免疫疾患、がん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Human TNF- α mAb
備考/別名	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
種特异性	ヒト
GeneID (Human)	7124
GeneID	7124
イムノゲン	ヒト TNF- α (NP_002344.2) のアミノ酸 77-233 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
抗体源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (intra)
交差性	ヒト
SWISS	P01375
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ