

Pe/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サルCD19モノクローナル抗体 - Cd19

商品番号: CM0004649

前書き

フローサイトメトリー用CD19を標的とするPE/Cyanine7共役ウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびカニクイザルと交差反応します。組換え免疫原、標的分子量は63kDaです。B細胞リンパ腫および免疫療法研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サルCD19 mAb
備考/別名	CD19
種	サル
遺伝子ID (ヒト)	930
遺伝子ID (サル)	102145514
免疫原	組換えタンパク質。サルCD19 (XP_005591597.1) のアミノ酸20～292番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
タンパク質分子量	63kDa
発送方法	保冷剤