


Pe/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル CD20 モノクローナル抗体（Fc用） - P11836

商品番号: CM0005912



前書き

ヒトCD20を標的とするPE/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。カニクイザルと交差反応します。免疫表現型解析におけるB細胞の発生、分化、および免疫治療研究のアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル CD20 mAb
備考/別名	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	931
遺伝子ID	931
免疫原	ヒトCD20 mAb (NP_068769.2) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P11836
タンパク質分子量	14kDa/33kDa
配送	アイスバッグ