

フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル CD25

モノクローナル抗体 - P01589

商品番号: CM0008215



前書き

ヒトおよびカニクイザルのCD25を標的とするPE/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。制御性T細胞および活性化T細胞上のIL-

2受容体 α 鎖をフローサイトメトリーで検出するために設計されています。研究用にのみ使用してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル CD25 mAb
備考／別名	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3559
遺伝子ID	3559
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD25のアミノ酸22～213 (NP_000408.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01589
タンパク質分子量	31kDa
輸送条件	保冷バッグ