

Fc用 PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト／サル Cd3 モノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0008393



前書き

ヒトおよびカニクイザルのCD3イプシロン鎖を標的とするPE/Cyanine7標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用途でバリデーション済み。Tリンパ球の同定および免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト／サル CD3 mAb
備考／別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	916
遺伝子ID	916
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD3のアミノ酸1〜126に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000724.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P07766
タンパク質重量	23kDa
輸送	保冷バッグ