

Fc用 PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル CD4 モノクローナル抗体 - P01730

商品番号: CM0006200



前書き

ヒトおよびカニクイザルのCD4を標的とするPE/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。Tヘルパー細胞および免疫機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル CD4 mAb
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID	920
免疫原	ヒトCD4組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ