

Fc用Pe/Cyanine7ウサギ抗ヒト／サルCD45Ra Mab - P08575-8

商品番号: CM0010571

前書き

CD45RA（P08575-8アイソフォーム）に対するPE/Cyanine7標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびカニクイザルとの交差反応性が検証済みで、138 kDaの白血球抗原のフローサイトメトリー検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7ウサギ抗ヒト／サルCD45RA mAb
備考／別名	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5788
遺伝子ID	5788
免疫原	ヒトCD45RA（P08575-8）のアミノ酸26～482に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575-8
タンパク質分子量	138 kDa
配送	保冷バッグ