


Pe/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル CD8A

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01732

商品番号: CM0008197



前書き

ヒトおよびカニクイザルのCD8a（SWISS: P01732）に対するPE/Cyanine7標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）によるCD8 + T細胞およびNK細胞サブセットの検出に有効です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル CD8a mAb
備考/別名	CD8; p32; Leu2; CD8α鎖
種	ヒト
GeneID (ヒト)	925
GeneID	925
免疫原	ヒトCD8A（NP_001759.3）のアミノ酸22-182に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01732
タンパク質分子量	21kDa/25kDa/30kDa
発送条件	保冷剤