


Fc用Pe/Cyanine7ウサギ抗ヒト/サルIgDモノクローナル抗体 - P01880

商品番号: CM0011960



前書き

フローサイトメトリー用PE/Cyanine7ウサギ抗ヒト/サルIgDモノクローナル抗体。B細胞研究および免疫シグナル伝達研究を目的として、IgD（免疫グロブリン重鎖定常領域デルタ）を標的とします。ヒトおよびカニクイザルに対して反応性を示します。P01880。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7ウサギ抗ヒト/サルIgD mAb
備考/別名	免疫グロブリン重鎖定常領域デルタ
種	ヒト
遺伝子ID	3495
免疫原	ヒトIgDのアミノ酸99〜384に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01880
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ