

## Pe/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル PD-1/Cd279 モノクローナル抗体（Fc用） - Q15116

商品番号: CM0012785



### 前書き

ヒトおよびサルのPD-1/CD279を標的とするPE/Cyanine7標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済みで、T細胞疲弊およびがん免疫療法の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | PE/Cyanine7 ウサギ抗ヒト/サル PD-1/CD279 mAb                     |
| 備考/別名      | PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-1; hSLE1             |
| 種          | ヒト                                                       |
| GeneID（ヒト） | 5133                                                     |
| GeneID     | 5133                                                     |
| 免疫原        | ヒトPD-1/CD279のアミノ酸25-168に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_005009.2） |
| 由来         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                |
| 用途         | FC                                                       |
| 交差反応性      | ヒト、カニクイザル                                                |
| SWISS      | Q15116                                                   |
| タンパク質分子量   | 32kDa                                                    |
| 配送         | 保冷バッグ                                                    |