

フローサイトメトリー用 PE/シアニン7 ウサギ抗マウスCD105/エンドグリン モノクローナル抗体 - Q63961

商品番号: CM0008596

前書き

マウスCD105/エンドグリンを標的とするPE/シアニン7共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証済みで、内皮細胞の検出が可能であり、血管新生、心臓血管、TGF-βシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗マウスCD105/エンドグリン mAb
備考/別名	Endo; CD105; S-endoglin
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	2022
遺伝子ID (マウス)	13805
免疫原	マウスCD105 (NP_031958.2) のアミノ酸27～581に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	Q63961
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷剤