


フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD11B モノクローナル抗体 - P05555

商品番号: CM0010974



前書き

マウス CD11b（インテグリン alpha-M）を標的とする PE/Cyanine7 結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。マウスと反応します。貪食および炎症に関与する免疫細胞接着受容体を標的とします。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD11b mAb
備考/別名	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
種	マウス
遺伝子 ID (ヒト)	3684
遺伝子 ID	16409
免疫原	マウス CD11b (NP_032427.2) のアミノ酸 143-337 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05555
タンパク質分子量	127kDa
配送	アイスバッグ