

フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス Cd150/Slam モノクローナル抗体 - Q9Qum4

商品番号: CM0008376

前書き

マウスCD150（SLAM）に対するPE/Cyanine7共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーで、免疫細胞の活性化と分化を調節する自己リガンド受容体を検出するために使用されます。T細胞、B細胞、マクロファージにおける免疫表現型分析およびSLAMを介したシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD150/SLAM mAb
備考/別名	Slam, CD150, IPO-3, CDw150, ESTM51, 4933415F16
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	6504
遺伝子ID	27218
免疫原	マウスCD150/SLAM（NP_038758.2）のアミノ酸25～242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QUM4
タンパク質分子量	36kDa/38kDa
発送方法	保冷剤