

フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス Cd19 モノクローナル抗体 - P25918

商品番号: CM0010373

前書き

マウス CD19 に対する PE/Cyanine7
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。B 細胞抗原 CD19 (UniProt P25918) を標的とし、BCR
シグナル伝達および免疫に関与する B
細胞共受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD19 mAb
種	マウス
GeneID (ヒト)	930
GeneID	12478
免疫原	組換えタンパク質 (マウス CD19 のアミノ酸 19~287 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_033974.2))
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P25918
タンパク質分子量	60 kDa
輸送	保冷バッグ