


Pe/Cyanine7標識 ウサギ抗マウスCd206/Mmr

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q61830

商品番号: CM0012285



前書き

PE/Cyanine7標識のウサギ由来抗マウスCD206/MMRモノクローナル抗体。マクロファージのフローサイトメトリー検出に最適です。マウスサンプルで検証済み。CamelBioのワンストップIVD原料調達ソリューションの一部です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7標識 ウサギ抗マウスCD206/MMR mAb
備考/別名	MR; CD206
種	マウス
GeneID (ヒト)	4360
GeneID	17533
免疫原	マウスCD206/MMR (NP_032651.2) のアミノ酸20-154に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（細胞内）、フローサイトメトリー
交差性	マウス
SWISS	Q61830
タンパク質分子量	165 kDa
輸送	保冷バッグ