

PE/Cyanine7 Rabbit Anti-Mouse Cd223/Lag-3 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q61790

商品番号: CM0004877



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、マウスLAG-3 (CD223)

を標的とするPE/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。マウスモデルにおける免疫チェックポイント調節、T細胞枯渇、および腫瘍免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD223/LAG-3 mAb
備考/別名	Ly66; CD223; LAG-3
種	マウス
GeneID (ヒト)	3902
GeneID	16768
免疫原	マウスCD223/LAG-3 (NP_032505.1) のアミノ酸24-442に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61790
タンパク質分子量	57 kDa
配送	アイスバッグ