

フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD23

モノクローナル抗体 - P20693

商品番号: CM0009490

前書き

マウス CD23 (FcεRII) を標的とする PE/Cyanine7 結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済み。マウス免疫学研究において、B細胞の分化および IgE 制御に不可欠な低親和性 IgE 受容体。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD23 mAb
備考／別名	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
種	マウス
GeneID (ヒト)	2208
GeneID	14128
免疫原	マウス CD23 のアミノ酸 50〜331 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_038545.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P20693
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ