

Pe/Cyanine7 標識 ウサギ 抗マウス CD25 モノクローナル抗体 (フローサイトメトリー用) - P01590

商品番号: CM0012637

前書き

マウス CD25 (IL-2RA) を標的とする PE/Cyanine7 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用途に最適化。31 kDa のインターロイキン-2受容体α鎖を認識し、Tregを介した免疫寛容の鍵となる。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ 抗マウス CD25 mAb
備考/別名	CD25; Il2r; Ly-43
種	マウス
GeneID (ヒト)	3559
GeneID	16184
免疫原	組換えタンパク質 マウス CD25 (NP_032393.3) のアミノ酸 22-236 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差性	マウス
SWISS	P01590
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷剤