

Pe/Cyanine7 ウサギ 抗マウス Cd34 モノクローナル抗体 For Fc - Q64314

商品番号: CM0009139

前書き

フローサイトメトリー用のマウスCD34を標的とするPE/Cyanine7標識ウサギモノクローナル抗体。マウスと反応します。造血幹細胞の同定、骨髄分析、細胞接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ 抗マウス CD34 mAb
備考/別名	CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	947
遺伝子ID	12490
免疫原	マウスCD34 (NP_598415.1) のアミノ酸35-287に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q64314
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷バッグ