


フローサイトメトリー用 PE/Cyanine7 標識 ウサギ 抗マウス Cd38 モノクローナル抗体 - P56528

商品番号: CM0011678



前書き

フローサイトメトリー用、マウスCD38に対するPE/Cyanine7標識ウサギモノクローナル抗体。カルシウム動員と免疫細胞シグナル伝達に参与する膜貫通型糖タンパク質であるマウスCD38と反応します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 標識 ウサギ 抗マウス CD38 mAb
備考/別名	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
種	マウス
ヒト遺伝子ID	952
遺伝子ID	12494
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P56528
タンパク質分子量	34kDa
発送条件	保冷剤付き