

フローサイトメトリー用PE/シアニン7 ウサギ抗マウスCD4モノクローナル抗体 - P06332

商品番号: CM0006148

前書き

マウスCD4を標的とするPE/シアニン7接合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証済みで、ヘルパーT細胞の発生、免疫応答、マクロファージ分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/シアニン7 ウサギ抗マウスCD4 モノクローナル抗体
別名	L3T4; Ly-4
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID	12504
免疫原	マウスCD4 (NP_038516.1) のアミノ酸27〜394番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	フローサイトメトリー(FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤梱包