


Fc用Pe/Cyanine7ウサギ抗マウスCd44モノクローナル抗体 - P15379

商品番号: CM0011066



前書き

マウスCD44（Ly-24/Pgp-1/HERMES）を標的とするPE/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションでバリデーション済み。研究用途限定で、リンパ球ホーミング、接着、炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7ウサギ抗マウスCD44 mAb
備考／別名	Ly-24; Pgp-1; HERMES
種	マウス
GeneID（ヒト）	960
GeneID	12505
免疫原	マウスCD44（NP_033981.2）のアミノ酸23～176に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P15379
タンパク質分子量	86kDa
輸送	保冷剤