

Pe/Cyanine7 ウサギ抗マウス Cd48
モノクローナル抗体（フローサイトメトリー） - P18181

商品番号: CM0008031



前書き

マウスCD48（SLAMF2）を標的とするPE/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。リンパ球活性化、NK細胞機能、免疫シナプス形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD48 mAb
備考/別名	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	962
遺伝子ID	12506
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD48（NP_031675.1）のアミノ酸23-216に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P18181
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋