

Pe/Cyanine7 標識 ウサギ 抗マウス Cd56/Ncam モノクローナル抗体 (フローサイトメトリー用) - P13595

商品番号: CM0007778



前書き

マウス CD56/NCAM を標的とする PE/Cyanine7 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、マウスサンプルにおける神経細胞接着分子の高精度な検出を可能にします。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 標識 ウサギ 抗マウス CD56/NCAM mAb
備考/別名	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4684
遺伝子ID	17967
免疫原	マウス CD56 (NP_001106675.1) のアミノ酸 20-711 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P13595
タンパク質分子量	119 kDa
発送条件	保冷剤付き