

Pe/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD62L

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P18337

商品番号: CM0012439

前書き

フローサイトメトリーでバリデーション済みの、マウス CD62L（L-セレクチン）に対する PE/Cyanine7 標識ウサギモノクローナル抗体。リンパ球のリンパ節へのホーミングを媒介する主要な白血球接着分子に結合します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス CD62L mAb
別名	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-セレクチン
種	マウス
GeneID（ヒト）	6402
GeneID（マウス）	20343
免疫原	マウス CD62L（NP_035476.1）のアミノ酸 39～332 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P18337
タンパク質分子量	42 kDa
輸送	保冷バッグ