


## Fc用Pe/シアニン7 ウサギ抗マウスCD8aモノクローナル抗体 - P01731

商品番号: CM0011857



## 前書き

フローサイトメトリーでの使用が検証済みの、PE/シアニン7共役ウサギ抗マウスCD8aモノクローナル抗体です。MHCクラスIの共受容体であるマウスCD8aに特異的に結合し、免疫研究における細胞傷害性T細胞の解析を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名         | PE/シアニン7 ウサギ抗マウスCD8a mAb                                  |
| 別名          | Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2                                  |
| 反応種         | マウス                                                       |
| 遺伝子ID (ヒト)  | 941                                                       |
| 遺伝子ID       | 12525                                                     |
| 免疫原         | マウスCD8a (NP_001074579.1) のアミノ酸28～196番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                       |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                 |
| 用途          | FC (フローサイトメトリー)                                           |
| 交差反応性       | マウス                                                       |
| SWISSプロットID | P01731                                                    |
| タンパク質分子量    | 27kDa                                                     |
| 発送方法        | 氷袋                                                        |