

Fc用 Pe/Cyanine7 ウサギ抗マウスCd90.2 Mab - P01831

商品番号: CM0012694

前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、マウスCD90.2 (Thy-1) を標的とするPE/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体です。免疫表現型分析、T細胞マーカー研究、シナプス形成における細胞間相互作用の調査に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗マウスCD90.2 mAb
備考/別名	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	7070
遺伝子ID (マウス)	21838
免疫原	マウスCD90.2の組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P01831
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	氷袋