


Pe/Cyanine7 標識 ウサギ 抗マウス Cd95/Fas

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P25446

商品番号: CM0009973



前書き

マウスCD95/FAS（UniProt P25446）に対するPE/Cyanine7標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。T細胞寛容に児与するアポトーシス媒介受容体を標的とし、細胞死および免疫調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 標識 ウサギ 抗マウス CD95/FAS mAb
備考/別名	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
種	マウス
GeneID (ヒト)	355
GeneID	14102
免疫原	マウスCD95/FAS (NP_032013.2) のアミノ酸22-169に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P25446
タンパク質分子量	37 kDa
発送	保冷剤 (氷袋)