

Pe/Cyanine7 標識 ウサギ 抗マウス Ki67 モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用（細胞内染色）- E9Pvx6

商品番号: CM0012019

前書き

マウスKi67（E9PVX6）を標的とするPE/Cyanine7標識ウサギモノクローナル抗体です。細胞内フローサイトメトリー用に設計されており、マウスサンプル中の増殖細胞をマークし、細胞周期および腫瘍学的研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ 抗マウス Ki67 mAb
備考/別名	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	4288
GeneID	17345
免疫原	組換えタンパク質 マウスKi67 (NP_001074586.2) のアミノ酸1816-2163に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（細胞内染色）
交差反応性	マウス
SWISS	E9PVX6
タンパク質分子量	351 kDa
輸送	保冷バッグ