

Pe/Cyanine7 ウサギ抗マウス/ラットCD27 Mab - P41272

商品番号: CM0010544

前書き

フローサイトメトリー用のマウス/ラットCD27（TNF RSF7）を標的とするPE/Cyanine7共役ウサギモノクローナル抗体です。マウスおよびラットのサンプルで検証済みです。T細胞、NK細胞、B細胞上に存在する共刺激免疫チェックポイント受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス/ラットCD27 mAb
別名	S152; Tp55; Tnfrsf7
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	939
遺伝子ID	21940
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD27（NP_001028298.1）のアミノ酸24～182番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P41272
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	氷袋