

Pe/Cyanine7 ウサギ抗マウス/ラット Cd31/Pecam1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q08481

商品番号: CM0005026

前書き

フローサイトメトリー用PE/Cyanine7結合ウサギ抗マウス/ラット CD31 (PECAM1)
モノクローナル抗体。白血球の血管内皮越遊走および細胞接着を標的とします。血管生物学および炎症研究において検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗マウス/ラット CD31/PECAM1 mAb
備考/別名	Cd31; Pecam; PECAM-1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	5175
遺伝子ID	18613
免疫原	マウスCD31 (NP_001292086.1) のアミノ酸18-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q08481
タンパク質分子量	81kDa
配送	アイスパック