

Pe/Cyanine7 ウサギ抗Nhp IgD Mab - カニクイザル IgD

商品番号: CM0010215

前書き

非ヒト霊長類IgDに対するPE/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。カニクイザルおよびアカゲザル検体を用いたフローサイトメトリーでバリデーション済み。免疫学研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	PE/Cyanine7 ウサギ抗NHP IgD mAb
種	カニクイザル
免疫原	カニクイザル免疫グロブリンデルタ重鎖の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	カニクイザル、アカゲザル
輸送	保冷バッグ