

フローサイトメトリー用PE/シアニン7 ラット抗マウスCD3モノクローナル抗体 - P04235 / P22646

商品番号: CM0005399

前書き

フローサイトメトリー向けに開発された、マウスCD3を標的とするPE/シアニン7結合ラットモノクローナル抗体です。CD3のデルタ鎖とイプシロン鎖を認識し、マウス検体での使用が検証済みです。T細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE/Cyanine7 ラット抗マウスCD3モノクローナル抗体
別名	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	916/915
遺伝子ID	12500/12501
免疫原	マウスCD3由来合成ペプチド
起源	ラット
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISSプロットID	P04235/P22646
タンパク質分子量	19kDa/21kDa
輸送方法	保冷剤