

Per2 ウサギモノクローナル抗体（ヒト）Wb、Elisa、Chip用 - O15055

商品番号: CM0004078



前書き

PER2ウサギ組換えモノクローナル抗体は、WB、ELISA、ChIPで検証済みです。中枢概日時計調節因子であるヒトPER2（O15055）に特異的に結合し、概日リズムおよび代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PER2 ウサギmAb
備考・別名	FASPS; FASPS1; PER2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	8864
GeneID	8864
免疫原	合成ペプチド；ヒトPER2（O15055）のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト
SWISS	O15055
タンパク質分子量	137 kDa
発送方法	保冷剤