

フローサイトメトリー用 Percp 標識抗ヒトCd34 モノクローナル抗体 - P28906

商品番号: CM0009888

前書き

ヒトCD34を標的とするPerCP標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。造血前駆細胞抗原を認識し、幹細胞および内皮細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP 標識 ウサギ抗ヒトCD34 mAb
備考/別名	CD34; CD34分子; GIG3; MORT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	947
GeneID	947
免疫原	ヒトCD34 (NP_001020280.1) のアミノ酸170-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28906
タンパク質分子量	41kDa
発送条件	保冷剤 (氷袋)