

フローサイトメトリー（細胞内）用Percp抗Foxp3モノクローナル抗体 - Q9Bzs1

商品番号: CM0007769



前書き

ヒト／マウス／サルFOXP3を標的とするPerCP結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーでバリデーション済み。制御性T細胞研究、免疫寛容研究に最適。ヒト、マウス、カニクイザルに反応。約47 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP ウサギ抗ヒト／マウス／サルFOXP3 mAb
備考／別名	JM2 ; AIID ; IPEX ; PIDX ; XPID ; DIETER
種	ヒト
GeneID	50943
免疫原	ヒトFOXP3 (NP_054728.2) のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト、マウス、カニクイザル
SWISS	Q9BZS1
タンパク質分子量	47 kDa
輸送	保冷バッグ